



Anleitung für Lehrpersonen

Version 1.1 vom 10. Mai 2021

Die Lehrperson

- klärt ab, welche Schüler an der Schultestung teilnehmen möchten;
- fordert die unterschriebene Einverständniserklärung ein;
- verteilt die Tests an seine Schüler;
- führt den Test mit seinen Schülern durch;
- sammelt die Tests wieder ein und übergibt sie dem Pool-Manager;
- optional: poolt (=zusammenmischen) die Proben der Schüler und Lehrpersonen;
- wird vom Pool-Manager über das Testergebnis informiert und leitet dieses an seine Schüler weiter (sofern dies nicht automatisiert über das System erfolgt);
- informiert den Pool-Manager darüber, welche Schüler bei einem positiven Pool auch im Einzeltest positiv waren.

A Testvorbereitung

- 01** Der Pool-Manager Ihrer Schule teilt Ihnen mit, an welchem Tag Sie in welcher Schulklasse die Tests durchführen. Klären Sie in der Klasse ab, wer an der Schultestung teilnehmen möchte. Die Teilnahme ist freiwillig. Geben Sie den Schülern das von der Schule zur Verfügung gestellte Informationsmaterial mit.
- 02** Fordern Sie von jedem Schüler, jeder Schülerin, der/die teilnehmen möchte, vorgängig eine unterschriebene Einverständniserklärung ein (einmalig). Bei Schüler unter 16 Jahren werden diese von den Eltern unterschrieben; Schüler über 16 Jahren dürfen selber unterzeichnen. Eine Teilnahme an der Schultestung ist nur möglich, wenn die unterschriebene Einverständniserklärung vorliegt. Das Formular zur Einverständniserklärung finden Sie auf der [kantonalen Homepage](#).
- 03** Teilen Sie dem Pool-Manager mit, wie viele Schüler aus Ihrer Klasse an der Schultestung teilnehmen möchten. Der Pool-Manager bestellt anschliessend das Testmaterial.

B1 Durchführung des Tests: Variante Pooling *ausserhalb* des Klassenzimmers

- 01** Sie erhalten vom Pool-Manager ausreichend Mundspülungstests für Ihre Klasse. Verteilen Sie die Tests zum Testzeitpunkt in Ihrer Klasse. Den Testzeitpunkt teilt Ihnen der Pool-Manager mit.

Hinweis: Es dürfen keine Schüler oder Lehrpersonen mit offensichtlichen Krankheitssymptomen teilnehmen. Diese sollen zu Hause bleiben und sich in einer Teststelle (Testzentrum, Apotheke, Arztpraxis) testen lassen. Personen, die bereits mit dem neuen Corona-Virus infiziert wurden, können sechs Monate nach dem positiven Ergebnis wieder an den Schultestungen teilnehmen. Gegen das neue Corona-Virus geimpfte

Personen können von den Betriebstestungen ausgenommen werden. Es muss sichergestellt sein, dass die Schüler mindestens 1 Stunde vor dem Mundspülungstest weder etwas essen oder trinken (auch kein Wasser) noch die Zähne geputzt haben.

- 02** Führen Sie den Test gemeinsam mit den Schülern durch. Es sind keine besonderen Schutzmassnahmen erforderlich. Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung des Tests liegt bei jedem Test bei. Ein Video hierzu finden Sie zudem auf der [kantonalen Homepage](#) oder unter dem nebenstehenden QR-Code. Tragen Sie auf einer Liste alle Schüler ein, die an der Testung teilnehmen. Ein Muster der Liste finden Sie auf der [kantonalen Homepage](#). Notieren Sie auch, wer verzichtet und wer aufgrund einer Erkrankung innerhalb der letzten sechs Monate oder einer Impfung nicht teilnimmt.



Hinweis: Idealerweise beschriften die Schüler die Etikette, die sie auf die wiederverschliessbare Plastiktüte kleben, mit folgenden Angaben: Name, Vorname, Klasse. In Kindergarten und Unterstufe können die Plastiktüten beschriftet abgegeben werden. Es bewährt sich, vor der ersten Durchführung mit den Schülerinnen und Schülern das Anleitungsvideo zu schauen.

- 03** Sammeln Sie die Speichelproben der Schüler in den wiederverschliessbaren und beschrifteten Plastiktüten ein. Geben Sie diese an den Pool-Manager zurück. Der Pool-Manager mischt die Proben anschliessend zusammen («Pooling»).

B2 Durchführung des Tests: Variante Pooling im Klassenzimmer

- 01** Sie erhalten vom Pool-Manager ausreichend Mundspülungstests für Ihre Klasse sowie einen Sammelbehälter mit blauem Deckel und ein Vakuumröhrchen mit Barcode. Verteilen Sie die Mundspülungstests zum Testzeitpunkt in Ihrer Klasse. Den Testzeitpunkt teilt Ihnen der Pool-Manager mit.

Hinweis: Es dürfen keine Schüler oder Lehrpersonen mit offensichtlichen Krankheitssymptomen teilnehmen. Diese sollen zu Hause bleiben und sich in einer Teststelle (Testzentrum, Apotheke, Arztpraxis) testen lassen. Personen, die bereits mit dem neuen Corona-Virus infiziert wurden, können sechs Monate nach dem positiven Ergebnis wieder an den Schultestungen teilnehmen. Gegen das neue Corona-Virus geimpfte Personen können von den Betriebstestungen ausgenommen werden. Es muss sichergestellt sein, dass die Schüler mindestens 1 Stunde vor dem Mundspülungstest weder etwas essen oder trinken (auch kein Wasser) noch die Zähne geputzt oder Kaugummis konsumiert haben.

- 02** Tragen Sie auf einer Liste alle Schüler ein, die an der Testung teilnehmen. Ein Muster der Liste finden Sie auf der [kantonalen Homepage](#). Notieren Sie auch, wer verzichtet und wer aufgrund einer Erkrankung innerhalb der letzten sechs Monate oder einer Impfung nicht teilnimmt. Teilen Sie die Schüler anschliessend in Gruppen ein. Die Gruppen müssen mindestens 4 Personen und dürfen maximal 10 Personen umfassen. Teilen Sie jeder Gruppe einen Sammelbehälter mit blauem Deckel und ein Vakuumröhrchen mit Barcode zu. Tragen Sie die Barcodenummer bei der entsprechenden Gruppe auf Ihrer Liste ein.

Hinweis: Bei 16 Personen machen Sie beispielsweise zwei 8er-Gruppen, bei 21 Personen drei 7er-Gruppen.

- 03** Führen Sie den Test gemeinsam mit den Schülern durch. Es sind keine besonderen Schutzmassnahmen erforderlich. Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung des Tests liegt bei jedem Test bei. Ein Video hierzu finden Sie zudem auf der [kantonalen Homepage](#) oder unter dem nebenstehenden QR-Code.



Hinweis: Es bewährt sich, vor der ersten Durchführung mit den Schülerinnen und Schülern das Anleitungsvideo zu schauen.

- 04** Stellen Sie den ersten Sammelbehälter für die erste Gruppe an einem gut zugänglichen Ort im Klassenzimmer auf. Jeder Schüler aus der ersten Gruppe gibt nun seine Speichelprobe selbstständig in den Sammelbehälter. Wenn alle Personen aus der ersten Gruppe ihre Probe abgegeben haben, verschliessen Sie den Sammelbehälter mit dem blauen Deckel gut. Schütteln Sie den Behälter ca. 10-20 Mal kräftigt, um die Flüssigkeit gut zu durchmischen.
- 05** Nehmen Sie das Vakuumröhrchen mit dem Barcode. Prüfen Sie nochmals, dass die Barcodenummer korrekt auf Ihre Liste übertragen wurde. Entfernen Sie das Siegel des Sammelbehälters und drücken Sie das Vakuumröhrchen senkrecht in die Vertiefung des Deckels, bis die Flüssigkeit hineingesogen wird. **Wichtig:** Füllen Sie das Röhrchen nur bis zur Hälfte. Ziehen Sie das Vakuumröhrchen wieder ab und entsorgen Sie den Sammelbehälter im Abfall.
- 06** Wiederholen Sie die Schritte 04 bis 06, bis alle Gruppen gepoolt sind.
- 07** Desinfizieren Sie die Arbeitsfläche. Sie können das Schutzmaterial ausziehen und alles Material ausser das gefüllte Vakuumröhrchen mit den Barcodes im Abfall entsorgen. Zum Schluss desinfizieren Sie Ihre Hände gründlich.
- 08** Geben Sie die gefüllten Vakuumröhrchen mit den Barcodes zusammen mit der ausgefüllten Klassenliste an Ihren Pool-Manager zurück. Der Pool-Manager trägt die Informationen in das System von TOGETHER WE TEST ein (optional) und versendet die gepoolten Proben an das Labor. Er bewahrt die Klassenlisten auf.

Hinweis: Es werden nur gepoolte Proben im Labor ausgewertet. Proben einzelner Personen werden nicht berücksichtigt. Die Barcodenummer auf dem Vakuumröhrchen darf nicht überschrieben werden.

C Übermittlung des Resultats

- 01** Das Laborresultat wird dem Pool-Manager innerhalb von 24-36 Stunden unter Angabe der Poolnummer mitgeteilt. Sofern die Schüler durch den Pool-Manager im System von TOGETHER WE TEST einzeln mit Handynummer oder E-Mailadresse erfasst wurden, werden die Schüler automatisch (per SMS oder E-Mail) über das Testresultat informiert. Wenn der Pool-Manager die Schülerliste auf Papier führt, informiert er Sie über das Testergebnis. Leiten Sie das Resultat umgehend an die Schüler des entsprechenden Pools weiter.
- 02** Im Falle eines positiven Resultats müssen alle Personen aus dem entsprechenden Pool erhöhte Schutzmassnahmen befolgen und sich schnellstmöglich in der Schule

oder durch eine Fachperson einzeln mit einem PCR-Test testen lassen. Das weitere Vorgehen richtet sich nach dem Merkblatt «Positiver Pool und Quarantäneerleichterung in Schulen» auf der [kantonalen Homepage](#).

- 03** Melden Sie dem Pool-Manager, wie viele Schüler in dem entsprechenden Pool positiv und negativ getestet wurden. Der Poolmanager, respektive die Schulleitung meldet die positiven Fälle umgehend dem Schul-Contact-Tracing. Dieses entscheidet über allfällige Quarantänemassnahmen.